

# YELLOW GLOW

FINO DETERGENTE PARA LAVADO MANUAL  
DE LOZA Y UTENSILIOS



C-1500

## INFORMACIÓN

YELLOW GLOW ES UN FINÍSIMO DETERGENTE ALTAMENTE CONCENTRADO PARA LAVADO MANUAL DE LOZA Y UTENSILIOS DE COCINA, SE CARACTERIZA POR UN GRAN CUERPO Y FRESCO Y AGRADABLE AROMA A LIMON.

YELLOW GLOW ESTA FORMULADO PARA SUCIEDAD PESADA, POR LO TANTO ADEMÁS PUEDE SER UTILIZADO PARA LIMPIEZAS DE OLLAS, BANDEJAS, RECIPIENTES DE HORNOS DE MICROONDAS, ETC., UNA VEZ ENJUAGADO NO DEJA RESIDUOS.

YELLOW GLOW POSEE UNA FORMULACION QUÍMICA NEUTRA, BASA SU CALIDAD EN IMPORTANTE CONCENTRACIÓN DE TENSOACTIVOS, ESTO ADEMÁS DE UNA GRAN EFICIENCIA DE LIMPIEZA IMPIDE DAÑO A LAS MANOS DE USUARIOS.

YELLOW GLOW NO REQUIERE SECADO

### INSTRUCCIONES DE USO

SUCIEDAD FUERTE: 1 PARTE DE YELLOW GLOW PARA 200 PARTES DE AGUA  
SUCIEDAD NORMAL: 1 PARTE DE YELLOW GLOW PARA 300 PARTES DE AGUA  
SUCIEDAD LIVIANA: 1 PARTE DE YELLOW GLOW PARA 650 PARTES DE AGUA

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

PRESENTACION	LIQUIDO VISCOSO AMARILLO
INGREDIENTES ACTIVOS	23%
PH CONCENTRADO	7.5 A 8.2
PUNTO DE TURBIEDAD	NO TIENE.
GRAVEDAD ESPECIFICA	1.01 A 1.05 A 25°C.
T° DE INFLAMACIÓN	NO TIENE
ALMACENAMIENTO	MINIMO 1 AÑO condiciones normales
FOSFATOS	NO CONTIENE
BIODEGRADABLE	

## PRECAUCIONES

- MANTENER EL ENVASE CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- CONTACTO OCULAR: ENJUAGUE LOS OJOS CON ABUNDANTE AGUA POR 15 MINUTOS. CONSULTE MEDICO ESPECIALISTA
- INGESTIÓN: ENJUAGUE LA BOCA CON ABUNDANTE AGUA, DE A BEBER UNO O DOS VASOS DE AGUA. NO INDUZCA AL VOMITO. NUNCA DE A BEBER A PERSONA DESMAYADA.

Fabricado por nuestros asociados, laboratorios L.P.C. registro I.S.P. N° 0399-2, del 20/03/2002, bajo tecnología de Esmabra Development Inc., U.S.A., fono emergencia 09-4357781